

Lentilles de contact souples de port journalier à base de nelfilcon A

MODE D'EMPLOI

CETTE NOTICE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'UTILISATION DES LENTILLES AINSI QUE DES INFORMATIONS DE SECURITE. VEUILLEZ LA LIRE ATTENTIVEMENT ET LA CONSERVER AFIN DE POUVOIR LA CONSULTER ULTERIEUREMENT. LES LENTILLES DE CONTACT DOIVENT TOUJOURS ETRE ADAPTEES PAR UN SPECIALISTE. IL EST ESSENTIEL DE SUIVRE LES INDICATIONS DE VOTRE SPECIALISTE ET LES INSTRUCTIONS SUR L'EMBALLAGE POUR UNE UTILISATION CORRECTE DE VOS LENTILLES DE CONTACT.

NOMS DES PRODUITS

DAILIES* AquaComfort Plus*
DAILIES* AquaComfort Plus* Toric
DAILIES* AquaComfort Plus* Multifocal
DAILIES* Freshlook* Illuminate
FOCUS* DAILIES*
FOCUS* DAILIES* Progressives
FOCUS* DAILIES* Toric
Freshlook* One-Day

MATERIAU ET CONDITIONNEMENT

Les lentilles de contact souples **DAILIES AquaComfort Plus** / les lentilles de contact souples **DAILIES AquaComfort Plus Multifocal** / les lentilles de contact souples **DAILIES AquaComfort Plus Toric** contiennent 31% de nelfilcon A et 69% d'eau.

Les lentilles sont teintées en bleu clair pour faciliter la manipulation ; la teinte contient de la phtalocyanine de cuivre.

Les lentilles de contact **DAILIES AquaComfort Plus / DAILIES AquaComfort Plus Multifocal / DAILIES AquaComfort Plus Toric** sont conditionnées par plaquettes de 5 blisters individuels contenant une solution saline isotonique tamponnée par du phosphate et de l'acétate. La solution saline contient de l'HPMC et du PEG400. Elle peut contenir jusqu'à 0,05% de Poloxamère.

Les lentilles de contact souples **DAILIES Freshlook Illuminate** contiennent 31% de nelfilcon A et 69% d'eau. Les lentilles sont imprimées d'un revêtement discontinu, contenant une association des pigments suivants : oxydes de fer, violet de carbazole, bleu PCN, dioxyde de titane.

Les lentilles **DAILIES Freshlook Illuminate** sont conditionnées par plaquettes de 5 blisters individuels contenant une solution saline isotonique tamponnée par du phosphate et de l'acétate. La solution saline peut contenir jusqu'à 0,02%

de Poloxamère.

Les lentilles de contact souples **FOCUS DAILIES/** les lentilles de contact souples **FOCUS DAILIES Progressives** / les lentilles de contact souples **FOCUS DAILIES Toric** contiennent 31% de nelfilcon A et 69% d'eau. Les lentilles sont teintées en bleu clair pour faciliter la manipulation ; la teinte contient de la phtalocyanine de cuivre.

Les lentilles **FOCUS DAILIES/FOCUS DAILIES Progressives/ FOCUS DAILIES Toric** sont conditionnées par plaquette de 5 blisters individuels contenant une solution saline isotonique tamponnée par du phosphate et de l'acétate. La solution saline peut contenir jusqu'à 0,02% de Poloxamère.

Les lentilles de contact souples **Freshlook One-Day** contiennent 31% de nelfilcon A et 69% d'eau. Les lentilles sont imprimées d'un revêtement discontinu, contenant une association des pigments suivants : oxydes de fer, dioxyde de titane, phtalocyanine de cuivre, oxyde de chrome, vert de phtalocyanine et violet de carbazole.

Les lentilles **Freshlook One-Day** sont conditionnées par plaquettes de 5 blisters individuels contenant une solution saline isotonique tamponnée par du phosphate et de l'acétate. La solution saline peut contenir jusqu'à 0,02% de Poloxamère.

Les lentilles sont stérilisées par la vapeur.



N'utiliser que si les blisters sont intacts.

INDICATIONS

Les lentilles de contact **DAILIES AquaComfort Plus** sont indiquées en port journalier (moins de 24 heures, en période d'éveil) pour la correction optique de la vue chez des personnes ayant des yeux sains et présentant un astigmatisme minime ne gênant pas la vue.

Les lentilles de contact **DAILIES AquaComfort Plus Multifocal** sont indiquées en port journalier (moins de 24 heures, en période d'éveil) pour la correction optique de la vue dont la presbytie, chez des personnes ayant des yeux sains et présentant un astigmatisme minime ne gênant pas la vue.

Les lentilles de contact **DAILIES AquaComfort Plus Toric** sont indiquées en port journalier (moins de 24 heures, en période d'éveil) pour la correction optique de la vue chez des personnes ayant des yeux sains nécessitant en outre une correction de l'astigmatisme

Les lentilles de contact **DAILIES Freshlook Illuminate** sont indiquées en port journalier (moins de 24 heures, en période d'éveil) pour la correction optique de la vue d'un œil ou des deux yeux chez des personnes ayant des yeux sains et présentant un astigmatisme minime ne gênant pas la vue.

Le motif imprimé se fond avec la couleur naturelle de l'œil ce qui donne un aspect naturel à l'amélioration.

Les lentilles de contact **FOCUS DAILIES** sont indiquées en port journalier (moins de 24 heures, en période d'éveil) pour la correction optique de la vue chez des personnes ayant des yeux sains et présentant un astigmatisme minime ne gênant pas la vue.

Les lentilles de contact **FOCUS DAILIES Progressives** sont indiquées en port journalier (moins de 24 heures, en période d'éveil) pour la correction optique de

la vue dont la presbytie chez des personnes ayant des yeux sains et présentant un astigmatisme minime ne gênant pas la vue.

Les lentilles de contact **FOCUS DAILIES Toric** sont indiquées en port journalier (moins de 24 heures, en période d'éveil) pour la correction optique de la vue chez des personnes ayant des yeux sains et nécessitant en outre une correction de l'astigmatisme.

Les lentilles de contact **FreshLook One-Day** sont indiquées en port journalier (moins de 24 heures, en période d'éveil) sur un œil ou les deux yeux pour la correction optique de la vue chez des personnes ayant des yeux sains et présentant un astigmatisme minime ne gênant pas la vue.

Le motif imprimé se fond avec la couleur naturelle de l'œil ce qui donne un aspect naturel au changement ou à l'amélioration. Toutes les lentilles de contact à base de nelfilcon A sont à usage unique et uniquement en port journalier.



PORT RECOMMANDE ET FREQUENCE DE RENOUELEMENT

Les lentilles de contact jetables à base de nelfilcon A sont indiquées pour être portées une fois, puis jetées à la fin de chaque période de port. Le temps de port journalier maximal doit être déterminé par votre ophtalmologiste.

Les lentilles de contact jetables à base de nelfilcon A n'ont pas été conçues pour être utilisées avec les nettoyants pour lentilles ou les systèmes de décontamination. Vos lentilles doivent être jetées après utilisation. Commencez chaque nouvelle période de port avec une nouvelle paire de lentilles.

NE DORMEZ PAS AVEC VOS LENTILLES. Les lentilles de contact jetables à base de nelfilcon A n'ont pas été conçues pour être portées pendant le sommeil. Vous ne devez pas porter de lentilles de contact jetables à base de nelfilcon A pendant le sommeil.

MANIPULATION DE VOS LENTILLES

Votre ophtalmologiste vous communiquera des informations détaillées concernant la pose et le retrait des lentilles de contact.

Il faut toujours se laver et se sécher les mains avant de manipuler les lentilles. Agitez délicatement le blister avant l'ouverture. Retirez la pellicule qui recouvre le blister. Faites glisser la lentille dans la paume de votre main, ou, si nécessaire, retirez doucement la lentille hors du blister avec votre index. Assurez-vous que la lentille est dans le bon sens et que c'est bien celle de l'œil à corriger. Examinez les lentilles avant de les poser. Ne les posez pas si elles sont endommagées.

Lors du retrait de la lentille, assurez-vous que vos mains sont entièrement sèches. Clignez des yeux complètement, à plusieurs reprises, et ensuite, en regardant vers le haut, faites glisser la lentille vers le bas sur la partie blanche de l'œil. Enlevez la lentille en la pinçant doucement entre le pouce et l'index. Si la lentille est difficile à retirer, ne pas pincer le tissu oculaire. Instillez une goutte de solution de lubrification et d'hydratation et essayez à nouveau après quelques minutes.

N'utilisez jamais de pinces, de ventouses adhésives, d'objet pointu ou les ongles pour enlever les lentilles de leur étui/du blister ou des yeux.


DANS QUELS CAS NE PAS PORTER DE LENTILLES

Les lentilles de contact ne doivent pas être portées dans certaines conditions de santé ou lorsque l'environnement ne le permet pas. Les situations pouvant empêcher ou perturber la sécurité du port de lentilles de contact sont entre autres :

- Allergie, inflammation, infection ou irritation dans ou autour de l'œil et des paupières.
- Des périodes où l'état de santé général est affaibli (ex. rhume sévère, grippe).
- Utilisation de certains médicaments, y compris les médicaments oculaires.
- Film lacrymal insuffisant/inadapté (sécheresse oculaire).
- Environnements extrêmement secs ou poussiéreux, qui rendent le port de lentilles inconfortable.
- La pratique de sports nautiques sans lunettes de natation.

Consultez votre ophtalmologiste si vous êtes concerné par les situations mentionnées ci-dessus, ou par toute autre condition.

POINTS IMPORTANTS A RETENIR

- Ce dispositif est à usage unique seulement. Le réutiliser augmente le risque d'infection ou de défaillance du dispositif liée à l'usure.
- **Ne prêtez jamais** vos lentilles de contact ce qui pourrait propager des micro-organismes et occasionner de graves problèmes oculaires.
- Observez vos yeux régulièrement : ils doivent paraître sains, non douloureux et votre vue doit être claire. Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact de consulter régulièrement leur spécialiste comme prévu avec ce dernier.
- N'utilisez pas les lentilles après leur date de péremption. 
- Dans des conditions de faible luminosité, les porteurs de lentilles teintées/colorées peuvent ressentir une diminution de l'acuité visuelle pour les objets à faible contraste. Les porteurs de lentilles progressives peuvent ressentir une diminution de l'acuité visuelle quelle que soit la luminosité.
- Notez la puissance exacte des lentilles pour chaque œil.
- Avant de poser la lentille, vérifiez que la puissance mentionnée sur chaque blister est correcte pour cet œil.
- Gardez toujours avec vous des lentilles de réserve.
- Les produits tels que les savons, les lotions, les crèmes, les cosmétiques ou les déodorants peuvent être à l'origine d'irritations s'ils entrent en contact avec vos lentilles. Utilisez-les avec prudence.
- Posez vos lentilles **avant** de vous maquiller et enlevez-les **avant** de vous démaquiller.
- Evitez de pulvériser des aérosols tels que de la laque pour les cheveux près de vos yeux lorsque vous portez vos lentilles de contact ; cela pourrait entraîner une irritation.
- Consultez votre ophtalmologiste au sujet du port des lentilles durant les activités sportives, y compris la natation.
- Enlevez vos lentilles en cas d'exposition à des vapeurs nocives ou irritantes.

- Ne jamais mettre les lentilles en contact avec des liquides non stériles (y compris l'eau du robinet et la salive) afin d'éviter toute contamination microbienne qui pourrait entraîner des lésions oculaires permanentes.
- Informez votre employeur que vous portez des lentilles de contact, surtout si votre travail implique l'utilisation d'équipements de protection oculaire.
- Une lentille de contact à base de nelfilcon A exposée à l'air sans être portée devient sèche et cassante. Elle doit être jetée et remplacée par une autre lentille.

PROBLEMES EVENTUELS

Bien que le port de lentilles ait beaucoup d'avantages pour le porteur, des problèmes pourraient éventuellement se poser et apparaître sous la forme de l'un ou de plusieurs des signes suivants :

- Sensation anormale au niveau de l'œil.
- Lentille inconfortable.
- Rougeur de l'œil.
- Sensibilité à la lumière.
- Brûlures, picotements, démangeaison, yeux larmoyants.
- Acuité visuelle réduite.
- Arc-en-ciel ou halos autour des lumières.
- Augmentation de sécrétions oculaires.
- Gêne/Douleur.
- Sécheresse oculaire extrême ou persistante.

Si ces symptômes sont ignorés, ils peuvent entraîner des complications plus graves.

QUE FAIRE EN CAS DE PROBLEME

Si l'un des signes ou symptômes ci-dessus se produit :

- **ENLEVEZ IMMEDIATEMENT LA (LES) LENTILLE(S).**
- Examinez vos yeux dans un miroir afin de déceler d'éventuelles irrégularités.
- Si la gêne ou le problème disparaît, mettez une lentille neuve.
- Si les symptômes précités persistent après la pose d'une (des) nouvelle(s) lentille(s), enlevez-la/les **IMMEDIATEMENT** et contactez sans tarder votre ophtalmologiste. Une affection grave, telle qu'une infection, un ulcère cornéen, ou une iritis pourrait se produire. Ces affections peuvent progresser rapidement et peuvent conduire à une perte définitive de la vue. Des réactions moins graves, telles que des abrasions, une coloration épithéliale et une conjonctivite bactérienne, doivent être prises en charge et traitées rapidement pour éviter les complications.
- Si une lentille se déchire dans votre œil, vous allez ressentir un inconfort. Ne vous inquiétez pas, puisqu'il est impossible de perdre une lentille ou une partie de lentille derrière l'œil. Enlevez délicatement les morceaux en les pinçant soigneusement comme vous le feriez normalement pour retirer une lentille. S'il est difficile d'enlever les morceaux, ne pincez pas le tissu oculaire. Rincez avec une solution saline. Si le problème persiste, contactez votre ophtalmologiste. Ce dernier peut facilement retrouver la lentille en utilisant de la fluorescéine.
- Une sécheresse occasionnelle peut être soulagée en clignant des yeux complètement plusieurs fois ou en utilisant des gouttes lubrifiantes et hydratantes. Si la sécheresse persiste, consultez votre ophtalmologiste.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Le risque d'un problème éventuel peut être réduit en identifiant les signes et en suivant les conseils de la rubrique « Que faire en cas de problème ».

Le port de lentilles de contact augmente le risque d'infections oculaires. Le tabac augmente encore plus le risque de kératite ulcéreuse chez les porteurs de lentilles de contact.



FABRICANT :

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, Etats-Unis



MANDATAIRE DANS L'UE :

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park, Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR, Royaume-Uni

DISTRIBUÉ PAR :

Laboratoires Alcon
4, rue Henri Sainte-Claire Deville
92563 RUEIL-MALMAISON CEDEX - France

Abréviations des spécifications des lentilles :

DIA	Diamètre
BC	Rayon de courbure
PWR	Puissance
CYL	Cylindre
AXIS	Axe
L	Gauche
R	Droite

DATE D'ÉMISSION:

10/2013

* une marque déposée de Novartis
© 2014 Novartis, 91016522